

Bambinaia

Hilfsmittelnr.: 18.50.05.1011

Bestellung

Angebot

empfohlener VK: 9.374,-€

Kommission: _____

Ansprechpartner: _____

Kunde:
 Name: _____
 Straße: _____
 Ort: _____



Lieferadresse:
 Name: _____
 Straße: _____
 Ort: _____

BASISAUSFÜHRUNG

- Elektrorollstuhl mit Vorderradantrieb für Kinder
- Mit elektrischem Sitzlift und Antikippprädem vorne
 - 35Ah Batterien, Batterieladegerät
 - Reichweite circa 30km
 - Belastbarkeit 75 kg

		Sitzbreite	Sitztiefe	Sitzhöhe	Rückenhöhe
<input type="checkbox"/>	Rahmen 1	28-22cm	22-30cm	40-60cm	30-38cm
<input type="checkbox"/>	Rahmen 2	34-28cm	28-36cm	40-60cm	35-43cm

Bedienpult rechts montiert

Bedienpult links montiert

Rahmenfarben

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> VR000202BL taubenblau matt | <input type="checkbox"/> VR000400A orange metallic | <input type="checkbox"/> VR000100N schwarz glimmer |
| <input type="checkbox"/> VR000301R rot matt | <input type="checkbox"/> VR000209BL blau glänzend | <input type="checkbox"/> VR000502G limone metallic |
| <input type="checkbox"/> VR000700GR silber glimmer | <input type="checkbox"/> VR000101N schwarz matt | <input type="checkbox"/> VR000504G hellgelb matt |
| <input type="checkbox"/> VR000701GR beige-grau glänzend | <input type="checkbox"/> VR000702GR anthrazit struktur | <input type="checkbox"/> VR000900B weiß glänzend |

Patientenmaße		Rollstuhlmaße	
bitte immer angeben			
Sitzbreite:	cm		
Größe:	cm		
A Sitztiefe:	cm		
B Unterschenkellänge:	cm		
C Rückenhöhe:	cm	H = Rückenhöhe:	cm
D Kopfhöhe:	cm	A = Sitzhöhe hinten:	cm
Gewicht:	kg	B = Sitzhöhe vorne:	cm
		max. Gesamtbreite:	cm

Alle angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer!

1. Sitz- und Rückeneinheit			
	Sitzkissen geformt		•
	Anpassrücken höhenstellbar		•
14.01ME	Schiebegriffe höhenstellbar		•
21.76NJ	Kopfstütze klein geformt, PU	325,-€	<input type="checkbox"/>
14.81AJ	Kopfstütze mit seitlich verstellbaren Pelotten	598,-€	<input type="checkbox"/>
FNDTUB413	Kopfstützenstange gekröpft	0,-€	<input type="checkbox"/>
13.48SN	Pelotten seitenaustauschbar	230,-€	<input type="checkbox"/>
13.48A	Pelotten seitlich abklappbar	399,-€	<input type="checkbox"/>
13.15SC	Rücken fest gepolstert	740,-€	<input type="checkbox"/>
13.15SD	Sitz fest gepolstert	740,-€	<input type="checkbox"/>
21.18F	Sitzplatte Aluminium geformt	375,-€	<input type="checkbox"/>
21.18FP	Sitzplatte Aluminium gerade	375,-€	<input type="checkbox"/>
15.67J	Sitzkissen ergonomisch geformt, kürzbar *Josi-Visco-Kontur*	368,-€	<input type="checkbox"/>
13.15SB	Sitzkissen ergonomisch geformt 7cm	375,-€	<input type="checkbox"/>
22.56E	Sitzkissen 5cm Kunstlederbezug	155,-€	<input type="checkbox"/>
2. Armlehnen und Seitenteile			
	Armlehnen rückklappbar		•
	Seiteneinsatz für Sitzbreitenanpassung höhenverstellbar		•
14.23H	Seiteneinsatz gepolstert cm	193,-€	<input type="checkbox"/>
3. Bein- und Fußstützen			
	Beinstütze zentral mit Fußbrett rückklapp- und höhenstellbar		•
13.37	Fußschlaufen	78,-€	<input type="checkbox"/>
13.37R	Fersenbänder	90,-€	<input type="checkbox"/>
4. Räder			
	8" Lenkräder luftbereift		•
	12" Antriebsräder luftbereift		•
	8" Lenkräder luftbereift, Bereifung schwarz	0,-€	<input type="checkbox"/>
	12" Antriebsräder luftbereift, Bereifung schwarz	0,-€	<input type="checkbox"/>
13.79A	8" Lenkräder pannensicher	115,-€	<input type="checkbox"/>
13.79A-Nero	8" Lenkräder pannensicher, Bereifung schwarz	115,-€	<input type="checkbox"/>
n/c	Feststellung der Lenkräder	480,-€	<input type="checkbox"/>
13.79	12" Antriebsräder pannensicher	375,-€	<input type="checkbox"/>
13.79-Nero	12" Antriebsräder pannensicher, Bereifung schwarz	375,-€	<input type="checkbox"/>
5. Elektrische Optionen			
13.27-B	Sitzlift elektrisch verstellbar 270mm		•
14.94G-0	Giroscope Fahrspurstabilisator		•
13.68-0	Beleuchtungsanlage komplett		•
14.92B	Rücken elektrisch verstellbar bis 20° (incl. Kopfstütze)	1.587,-€	<input type="checkbox"/>
13.22AB	Sitzkantelung elektrisch verstellbar -5° - 28° (Kopfstütze notwendig)	1.679,-€	<input type="checkbox"/>
14.74EB	Beinstütze zentral elektrisch winkelverstellbar	1.208,-€	<input type="checkbox"/>
14.73B	Beinstütze zentral elektrisch höhenstellbar	1.587,-€	<input type="checkbox"/>

6. Zubehör			
	Rucksack		•
	Antikippräder vorne		•
13.26C	Fahrpulthalter beidseitig abschwenkbar	263,-€	<input type="checkbox"/>
13.26N	Fahrpulthalter einseitig abschwenkbar	263,-€	<input type="checkbox"/>
14.89D30	Freigabe für Personentransport nach Iso 7176-19	346,-€	<input type="checkbox"/>
14.51UR	Therapietisch abschwenkbar	298,-€	<input type="checkbox"/>
14.66	Brustgurt mit Schnappverschluss	155,-€	<input type="checkbox"/>
14.66PL	Beckengurt	155,-€	<input type="checkbox"/>
13.03	Rückspiegel	73,-€	<input type="checkbox"/>
100	Hilfsmittelanpassung durch Vassilli	450,-€	<input type="checkbox"/>
101	Hilfsmittellieferung und Einweisung durch Vassilli	450,-€	<input type="checkbox"/>
102	Überprüfung Wiedereinsatz durch Vassilli	450,-€	<input type="checkbox"/>
103	Zusätzlicher Kundentermin auf Wunsch des Kostenträgers	450,-€	<input type="checkbox"/>

Anmerkungen:

Die Steuerungsoptionen entnehmen Sie bitte dem Sonderblatt

• = Basisausführung

Alle angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer! Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Vassilli Deutschland GmbH!

Weitere Informationen finden sie auf unserer Seite www.vassilli.net