

VARIO PLUS E

Hilfsmittelnummer: 18.50.02.7030

Pflegehilfsmittelnummer: 50.45.07.2035

Bestellung

Angebot

empfohlener VK: 6.588,-€

Kommission: _____

Ansprechpartner: _____

Kunde: _____
 Name: _____
 Straße: _____
 Ort: _____



Lieferadresse: _____
 Name: _____
 Straße: _____
 Ort: _____

BASISAUSFÜHRUNG

- Pflegerollstuhl mit **elektrischer** Sitzkantelung 45° nach hinten und 10° nach vorne
 - Rücken und Beinstützen **elektrisch** verstellbar
 - Rückenlehne und Sitzfläche geformt
 - Sitzbreitenanpassung +6cm
 - Sitzhöhenverstellbar, Luftpumpe

	Sitzbreite	Sitztiefe	Sitzhöhe	Rückenhöhe	Antriebsräder	Lenkräder	Belastbarkeit	Aufpreis
<input type="checkbox"/>	36-42cm	36-42cm	48cm	46cm	22x1 3/8" luft	7" PU	120kg	
<input type="checkbox"/>	42-48cm	44-50cm	50cm	50cm	24x1 3/8" luft	7" PU	120kg	
<input type="checkbox"/>	46-52cm	44-50cm	50cm	50cm	24x1 3/8" luft	7" PU	120kg	
<input type="checkbox"/>	50-56cm	44-50cm	50cm	50cm	24x1 3/8" luft	8" luft	160kg	1.110,-€
<input type="checkbox"/>	55-60cm	44-50cm	50cm	50cm	24x1 3/8" luft	8" luft	160kg	1.110,-€
<input type="checkbox"/>	60-65cm	44-50cm	50cm	50cm	24x1 3/8" luft	8" luft	160kg	1.110,-€
<input type="checkbox"/>	65-70cm	44-50cm	50cm	50cm	24x1 3/8" luft	8" luft	160kg	1.660,-€

Rahmenfarben

- | | | |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> VR000202BL taubenblau matt | <input type="checkbox"/> VR000400A orange metallic | <input type="checkbox"/> VR000100N schwarz glimmer |
| <input type="checkbox"/> VR000301R rot matt | <input type="checkbox"/> VR000209BL blau glänzend | <input type="checkbox"/> VR000502G limone metallic |
| <input type="checkbox"/> VR000700GR silber glimmer | <input type="checkbox"/> VR000101N schwarz matt | <input type="checkbox"/> VR000504G hellgelb matt |

Patientenmaße		Rollstuhlmaße	
bitte immer angeben			
Sitzbreite:	cm	H = Rückenhöhe:	cm
Größe:	cm	A = Sitzhöhe hinten:	cm
A Sitztiefe:	cm	B = Sitzhöhe vorne:	cm
B Unterschenkellänge:	cm	max. Gesamtbreite:	cm
C Rückenhöhe:	cm		
D Kopfhöhe:	cm		
Gewicht:	kg		

Alle angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer!

1. Sitz- und Rückeneinheit			
	Kopfstütze geformt, PU		•
	Rücken ergonomisch geformt, festgepolstert (RH 50)		•
	Sitz fest gepolstert, geformt		•
14.81A	Kopfstütze mit seitlich verstellbaren Pelotten	598,-€	<input type="checkbox"/>
FNDTUB413	Kopfstützenstange gekröpft	0,-€	<input type="checkbox"/>
14.01V	Schiebebügel verstellbar	336,-€	<input type="checkbox"/>
21.06P.	Pelotten gepolstert für Rücken ergonomisch geformt	378,-€	<input type="checkbox"/>
21.06/10	Rückenplatte ergonomisch geformt, verstellbar + 10 cm	372,-€	<input type="checkbox"/>
21.06/20	Rückenplatte ergonomisch geformt, verstellbar + 20 cm	410,-€	<input type="checkbox"/>
21.06+10	Rückenkissen ergonomisch geformt + 10 cm	372,-€	<input type="checkbox"/>
21.06+20	Rückenkissen ergonomisch geformt + 20 cm	410,-€	<input type="checkbox"/>
13.48V	Pelotten seitenaustauschbar	230,-€	<input type="checkbox"/>
13.48A	Pelotten seitlich abklappbar	399,-€	<input type="checkbox"/>
13.50B	Lordosekissen	79,-€	<input type="checkbox"/>
2. Armlehnen und Seitenteile			
	Armlehnen höhenverstell- und abnehmbar mit Sitzbreitenanpassung		•
14.05A	Armlehnen mitlaufend		•
14.78SAC	Armlehnenpolster mit Mulde, tiefeinstellbar	175,-€	<input type="checkbox"/>
14.78SA	Armlehnenpolster groß, weich gepolstert	175,-€	<input type="checkbox"/>
14.23H	Seiteneinsatz gepolstert cm	193,-€	<input type="checkbox"/>
3. Bein- und Fußstützen			
	Beinstützen elektrisch winkelverstellbar incl. Kniepolster, Wadenpolster abklappbar		•
14.73H	Fußplatten hochklapp- und winkeleinstellbar, Aluminium	175,-€	<input type="checkbox"/>
14.73H+6	Fußplatten hochklapp- und winkeleinstellbar, Aluminium + 6 cm	245,-€	<input type="checkbox"/>
14.73HB	Fußplatten Aluminium, nach außen abschwenkbar	287,-€	<input type="checkbox"/>
14.73HB+6	Fußplatten Alu nach außen abschwenkbar + 6 cm	315,-€	<input type="checkbox"/>
14.76	Fußauflage einteilig, Aluminium	230,-€	<input type="checkbox"/>
14.76C	Fußauflage einteilig, gepolstert mit Rand	699,-€	<input type="checkbox"/>
n/c	Antirutschauflage	32,-€	<input type="checkbox"/>
13.67T	Beinpolster für Beinstütze winkelverstellbar	255,-€	<input type="checkbox"/>
13.37	Fußschlaufen	78,-€	<input type="checkbox"/>
13.37R	Fersenbänder	90,-€	<input type="checkbox"/>
4. Bremsen			
	Feststellbremsen		•
13.18	Trommelbremse für Begleitperson feste Achse (nicht mit Einhandantrieb)	289,-€	<input type="checkbox"/>
13.20	Tommelbremsen für Begleitperson Steckachse (nicht mit Einhandantrieb) bis 120 kg	289,-€	<input type="checkbox"/>
15.92P	Bremshebelverlängerung	75,-€	<input type="checkbox"/>
13.81d	Einhandbremse rechts	320,-€	<input type="checkbox"/>
13.81s	Einhandbremse links	320,-€	<input type="checkbox"/>
5. Lenkräder			
	7" Lenkräder 175mm pannensicher		•
R175M-PN	7" Lenkräder 175mm luftbereift	0,-€	<input type="checkbox"/>
6. Antriebsräder			
14.61/22PN	22"x1 3/8 Antriebsräder luftbereift	0,-€	<input type="checkbox"/>
14.61/24-3	24"x1 3/8 Antriebsräder pannensicher (bis 120 kg)	60,-€	<input type="checkbox"/>
13.10	12" Transiträder, luftbereift	194,-€	<input type="checkbox"/>
13.10T	12" Transiträder, luftbereift mit Trommelbremse luft <input type="checkbox"/> pannensicher <input type="checkbox"/>	395,-€	<input type="checkbox"/>
14.67C	Greifreifenüberzüge gummiert	188,-€	<input type="checkbox"/>
13.70T	Speichenschutz transparent	152,-€	<input type="checkbox"/>
13.70C	Speichenschutz mit Design	410,-€	<input type="checkbox"/>

7. Zubehör			
	Antikippräder		•
14.51RP	Therapietisch abschwenkbar 10 mm	420,-€	<input type="checkbox"/>
13.05	Stockhalter	32,-€	<input type="checkbox"/>
14.66	Brustgurt mit Schnappverschluss	155,-€	<input type="checkbox"/>
14.66PL	Beckengurt	155,-€	<input type="checkbox"/>
14.89D30	Freigabe für Personentransport nach 7176-19	346,-€	<input type="checkbox"/>
13.05C	Plattform für Beatmung abnehmbar, Aluminium (Maße angeben)	370,-€	<input type="checkbox"/>
100	Hilfsmittelanpassung durch Vassilli	450,-€	<input type="checkbox"/>
101	Hilfsmittellieferung und Einweisung durch Vassilli	450,-€	<input type="checkbox"/>
102	Überprüfung Wiedereinsatz durch Vassilli	450,-€	<input type="checkbox"/>
103	Zusätzlicher Kundentermin auf Wunsch des Kostenträgers	450,-€	<input type="checkbox"/>

Anmerkungen:

• = Basisausführung

Alle angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer! Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Vassilli Deutschland GmbH!

Weitere Informationen finden sie auf unserer Seite www.vassilli.net

ZUBEHÖR FÜR XXL-AUSFÜHRUNG (ab Sitzbreite 50cm)			
1.	Sitz- und Rückeneinheit		
	Kopfstütze geformt, PU		•
14.81A	Kopfstütze mit seitlich verstellbaren Pelotten	598,-€	<input type="checkbox"/>
FNDTUB413	Kopfstützenstange gekröpft	0,-€	<input type="checkbox"/>
13.56VXL	Abduktionskeil verstellbar	262,-€	<input type="checkbox"/>
13.48XXL	Pelotten seitenaustauschbar	240,-€	<input type="checkbox"/>
13.48AXL	Pelotten seitlich abklappbar	399,-€	<input type="checkbox"/>
2.	Armlehnen und Seitenteile		
	Armlehnen höhenverstell- und abnehmbar mit Sitzbreitenanpassung		•
14.05A	Armlehnen mitlaufend		•
14.78SAC	Armlehnenpolster mit Mulde, tiefeneinstellbar	175,-€	<input type="checkbox"/>
14.78SA	Armlehnenpolster groß, weich gepolstert	175,-€	<input type="checkbox"/>
14.23HXL	Seiteneinsatz gepolstert cm	325,-€	<input type="checkbox"/>
3.	Bein- und Fußstützen		
	Beinstützen elektrisch winkelverstellbar incl. Kniepolster, Wadenpolster abklappbar		•
14.73HXL	Fußplatten hochklapp- und winkeleinstellbar, Aluminium	293,-€	<input type="checkbox"/>
14.73H+6XL	Fußplatten hochklapp- und winkeleinstellbar, Aluminium + 6 cm	368,-€	<input type="checkbox"/>
14.76XXL	Fußauflage einteilig, Aluminium	310,-€	<input type="checkbox"/>
n/c	Antirutschauflage	32,-€	<input type="checkbox"/>
13.37	Fußschlaufen	78,-€	<input type="checkbox"/>
13.37R	Fersenbänder	90,-€	<input type="checkbox"/>
4.	Bremsen		
	Feststellbremsen		•
13.18XXL	Trommelbremse für Begleitperson feste Achse (nicht mit Einhandantrieb)	567,-€	<input type="checkbox"/>
15.92P	Bremshebelverlängerung	75,-€	<input type="checkbox"/>
13.81d	Einhandbremse rechts	320,-€	<input type="checkbox"/>
13.81s	Einhandbremse links	320,-€	<input type="checkbox"/>
5.	Lenkräder		
	7" Lenkräder 175mm pannensicher		•
R175M-PN	7" Lenkräder 175mm luftbereift	0,-€	<input type="checkbox"/>
6.	Antriebsräder		
14.67	Greifreifen Supergrip gummiert	289,-€	<input type="checkbox"/>
14.67C	Greifreifenüberzüge Supergrip gummiert	188,-€	<input type="checkbox"/>
13.70T	Speichenschutz transparent	152,-€	<input type="checkbox"/>
13.70C	Speichenschutz mit Design	410,-€	<input type="checkbox"/>
7.	Zubehör		
	Antikippräder		•
14.51UXXL	Therapietisch aufsteckbar	530,-€	<input type="checkbox"/>
13.05	Stockhalter	32,-€	<input type="checkbox"/>
14.66XXL	Brustgurt mit Schnappverschluss	299,-€	<input type="checkbox"/>
14.66PLXXL	Beckengurt	299,-€	<input type="checkbox"/>
13.05C	Plattform für Beatmung abnehmbar, Aluminium (Maße angeben)	370,-€	<input type="checkbox"/>
14.89D30	Freigabe für Personentransport nach Iso 7176-19	a. A.	<input type="checkbox"/>
100	Hilfsmittelanpassung durch Vassilli	450,-€	<input type="checkbox"/>
101	Hilfsmittellieferung und Einweisung durch Vassilli	450,-€	<input type="checkbox"/>
102	Überprüfung Wiedereinsatz durch Vassilli	450,-€	<input type="checkbox"/>
103	Zusätzlicher Kundentermin auf Wunsch des Kostenträgers	450,-€	<input type="checkbox"/>